影視器能 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGGO-0510-01-10-(C)
		Last review date	Jan 2017
	Subject 出院須知: 豬尾巴導管引流 (Pigtail Catheter)	Next review date	Jan 2020
		Approved by	Gynae-OncologyTeam, QMH
		Page	Page 1 of 1

出院須知: 豬尾巴導管引流 (Pigtail Catheter)

簡介

豬尾巴導管引流形狀像豬尾,用於引流因疾病而長期積聚的體液,例如肋膜積液(俗稱肺水)或腹膜液(俗稱肚水)。放射科醫生會於局部消毒與麻醉後,把導管放於適當地方(例如肋膜腔或腹腔),以方便日後作引流。

出院須知

體液袋的處理

- 處理袋前須要作手部衞生
- 放體液前須關閉鉗子,用消毒火酒清潔喉塞位置,之後除去喉塞,然後套上體液袋
- 開啟鉗子讓體液流進體液袋
- 體液引流完成後之後應立刻關閉鉗子。用消毒火酒清潔接駁體液袋位置,除掉體液袋,將已消毒的喉塞重新套上
- 要量度和記錄引流液體的容量和顏色
- 放體液時要注意導管插入口牢固
- 儲存體液的袋如有任何破損,應該立刻更換(袋子可於醫療用品公司有售)

引流導管傷口處理

可安排社康護士作每星期兩次更換傷口敷料,並作體液引流,及定時更換喉塞(spigot)

注意事項

遇到以下情況,請立即通知醫護人員

- 持續高燒(>100°F 或 38℃)
- 引流導管出口有任何發炎症狀,如發紅、腫、發熱、膿狀分泌物或疼痛
- 引流管出口周圍有液體滲出
- 引流管若有移位或脫落,應立刻用無菌敷料蓋上,不要嘗試重新插入,並立刻找 醫護人員處理